

Protocollo DEMETRA · Afrodite

Livello BASE — corpo · incluso nel noleggio e nella vendita

Revisione 1.0 — / / · Centro: · Operatrice:

Certificato NIPEC n. · Scadenza: / /

A COSA SERVE QUESTO FOGLIO

È la sequenza di una seduta corpo con Afrodite, gesto per gesto, nell'ordine in cui si fa.

Si esegue **con la Scheda di Valutazione DEMETRA in mano**. Senza quella il protocollo non parte: le caselle che decidono come lavorare stanno lì.

Ciclo: 10-12 sedute, 2 a settimana. **Durata seduta:** 45-60 minuti.

COSA NON C'È QUI DENTRO

Le manualità DEMETRA — correzione, aperture linfatiche, neurolinfatici sottocostali, svuotamento colon, bioenergetica viso — **non fanno parte del livello BASE**. Sono il livello AVANZATO e richiedono la giornata di formazione pratica dedicata.

Non improvvisarle.

0 Prima di toccare la cliente

5 MINUTI · PRIMA CHE SI SPOGLI

1. **Controindicazioni.** Scorri le 11 caselle della Scheda. **Se anche una sola è barrata, la seduta non si fa.** Non è una valutazione tua: è una regola.
2. **Consenso informato** firmato.
3. **Misure e foto** — solo alle sedute 1, 5 e 10. Vita, addome, coscia. Stessa posizione, stessa luce, stessa distanza.
4. **Macchina:** accesa, manipoli collegati e ben inseriti, filtro dell'aria controllato.

1 Valutazione

5 MINUTI · CLIENTE SUPINA

Cliente distesa, rilassata, gambe distese e non incrociate. Osservi **quattro cose** e le scrivi sulla Scheda.

#	OSSERVAZIONE	COME SI GUARDA
1	Appoggio dei piedi	A cliente rilassata i piedi cadono verso l'esterno. Guardi se cadono allo stesso modo o se uno è più aperto dell'altro.
2	Lunghezza degli arti	Confronti l'allineamento dei malleoli — l'osso sporgente della caviglia. Uno arriva più corto?
3	Rotazione della caviglia	Muovi delicatamente la caviglia in rotazione, una per volta. Si muovono uguale, o una è più limitata ?
4	Il lato critico	Dove hai trovato l'asimmetria, lì ti aspetti più compressione e più ritenzione . È il lato da cui parti e su cui dedichi più tempo.

QUESTO PASSAGGIO È IL VALORE CHE LA CLIENTE PERCEPISCE

Diglielo ad alta voce, in parole sue:

«Guarda, il tuo piede destro cade più aperto e la caviglia si muove meno. Su quella gamba il ristagno è più probabile — è da lì che partiamo.»

Non è una diagnosi e non si dichiara come tale. È la ragione per cui la seduta è cucita su di lei e non è uguale a quella di un'altra.

2 Il cancello

1 MINUTO · PRIMA DI ACCENDERE

Decidi con la Scheda alla mano.

ESITO	COSA FAI OGGI
● VERDE	Protocollo completo.
● GIALLO	Asimmetria lieve. Protocollo completo, partendo dal lato critico .
● ROSSO	Caviglia limitata oppure differenza di lunghezza marcata. Niente rimodellamento . Solo Fase 3 (circolatorio) e Fase 5 (drenaggio). Poi chiami NIPEC al 351 846 6025 .

IL ROSSO NON ANNULLA LA SEDUTA

La cliente viene trattata, paga, e torna. Quello che salta è **solo la parte di rimodellamento**.

Chi non rispetta il cancello si prende la responsabilità di lavorare in rimodellamento su un corpo che non è pronto — e fa decadere la copertura sui danni conseguenti.

3 Apertura circolatoria

5-8 MINUTI · MANIPOLO PICCOLO

Lavoro leggero, di apertura, **sul lato critico per primo**.

PARAMETRO	VALORE
Manipolo	Piccolo
Livello RF	2
Livello vacuum	1-2
Pulsazione	2-3 Hz
Durata	5-8 minuti

LE TRE COSE CHE SI SBAGLIANO QUI

Si parte sempre dal livello più basso e si sale gradualmente. Mai partire alti.

Lozione ad alta frequenza solo dove tocca il manipolo, in quantità giusta. Se ne metti troppa intasi l'ugello: è il guasto numero uno di questa macchina.

Il manipolo ben aderente alla pelle per tutto il tempo.

4 Il bivio

GAMBE O VENTRE — NON TUTTE E DUE NELLA STESSA SEDUTA

► Se lavori le gambe — cliente prona

4A · ULTRASUONI

PARAMETRO	VALORE
Manipolo	Cavitazione U.F.D.
Modalità	Pulsazione 1 (100 ms on / 100 ms off) oppure Auto
Potenza	parti bassa, sali gradualmente
Durata	8 minuti per gamba inizia dal lato critico

4B · RIMODELLAMENTO — RF + VACUUM

PARAMETRO	VALORE
Manipolo	Grande
Livello RF	2-3
Livello vacuum	2-3
Super pulsazione	10-12 Hz solo manipolo grande e medio
Durata	10-25 minuti di più sul lato critico

► Se lavori il ventre — cliente supina, resta com'è

4A · ULTRASUONI

PARAMETRO	VALORE
Manipolo	Cavitazione U.F.D.
Modalità	Pulsazione 1 oppure Auto
Potenza	parti bassa, sali gradualmente
Durata	10 minuti

4B · RIMODELLAMENTO — RF + VACUUM

PARAMETRO	VALORE
Manipolo	Grande
Livello RF	2-3
Livello vacuum	2-3
Super pulsazione	10-12 Hz
Durata	10-25 minuti

5 Chiusura

10 MINUTI · MASSAGGIO DRENANTE TOTAL BODY

In direzione delle stazioni linfatiche. Prodotto Certezze secondo l'obiettivo.

OBIETTIVO	PRODOTTO
Ritenzione idrica, gambe	Vita Dren · Light Legs
Adiposità — addome, fianchi, cosce	Detox Snelling
Cellulite fibrosa	Gel Fibrocell
Effetto drenante e vascolare	Gel Crio

6 Prima che esca dalla porta

3 MINUTI · MENTRE SI RIVESTE

1. **Completa la Scheda:** cosa hai fatto, quanti minuti, quali livelli.
2. **Fissa il prossimo appuntamento adesso.** Non «ti chiamo io». La cliente esce con una data.
3. **Registra la cliente sul cruscotto.**
4. Se oggi era seduta 1, 5 o 10: mostrale le misure e le foto. **Il confronto glielo fai vedere tu**, perché lei non se lo ricorda.

PERCHÉ L'APPUNTAMENTO SI FISSA ADESSO

È l'unica cosa che tiene il ciclo di 10-12 sedute. Sotto il 90% di clienti in ciclo con l'appuntamento già preso, il centro sta perdendo clienti — e se ne accorge due mesi dopo, quando non tornano.

7 Dopo la seduta — la macchina

PRIMA DI SPEGNERE

- Pulisci i manipoli con panno morbido e disinfetta la parte frontale.
- **Controlla il filtro dell'aria:** se ci sono residui di lozione, svuotalo.
- Smonta i manipoli dal cavo e **riponili sul supporto**. Mai appesi al cavo, mai sul lettino.
- Spegni.

I QUATTRO CONTROLLI PRIMA DI CHIAMARE L'ASSISTENZA

- 1 C'è corrente e l'interruttore è acceso?
- 2 Il manipolo è collegato bene, fino in fondo?
- 3 **L'aspirazione è calata?** Controlla clessidra e tubo: se sono sporchi di gel, puliscili.
- 4 Hai messo abbastanza gel sulla pelle?

Assistenza NIPEC · 351 846 6025

8 Cosa non è compreso in questo protocollo

NON COMPRESO NEL BASE	DOVE SI TROVA
Correzione	Livello AVANZATO
Aperture linfatiche — inguinali, poplitee, addominali	Livello AVANZATO
Apertura neurolinfatici sottocostali	Livello AVANZATO
Svuotamento colon	Livello AVANZATO
Bioenergetica viso	Livello AVANZATO
Ri-test di bilanciamento dopo correzione	Livello AVANZATO

Il livello AVANZATO si ottiene con **una giornata di formazione pratica sulle manualità** presso il centro, erogata da un formatore NIPEC. Vedi il documento dedicato.

NOTE DI CABINA
