

Afrodite · la seduta in una pagina

Scheda di cabina — livello BASE, corpo

LE DUE COSE CHE FERMANO TUTTO

Una casella delle controindicazioni barrata → la seduta non si fa.

Cancello rosso → si fa, ma senza rimodellamento.

1 Il cancello

● VERDE	Tutto
● GIALLO	Tutto, dal lato critico
● ROSSO	Solo fase 3 e fase 5. Poi chiami NIPEC

2 Apertura circolatoria

5-8 MIN · DAL LATO CRITICO

Manipolo	Piccolo
Livello RF	2
Livello vacuum	1-2
Pulsazione	2-3 Hz

3 Ultrasuoni

Manipolo	Cavitazione U.F.D.
Modalità	Pulsazione 1 o Auto
Potenza	bassa, poi sali
Gambe	8 min per gamba
Ventre	10 min

4 Rimodellamento

SOLO SE IL CANCELLO NON È ROSSO

Manipolo	Grande
Livello RF	2-3
Livello vacuum	2-3
Super pulsazione	10-12 Hz
Durata	10-25 min <i>di più sul lato critico</i>

5 Chiusura

10 MIN · DRENANTE TOTAL BODY

Ritenzione, gambe	Vita Dren · Light Legs
Adiposità	Detox Snelling
Cellulite fibrosa	Gel Fibrocell
Drenante e vascolare	Gel Crio

6 Prima che esca

- Completa la Scheda
- **Fissa il prossimo appuntamento adesso**
- Registra sul cruscotto
- Seduta 1, 5 o 10: **mostrale le misure**

IL GUASTO NUMERO UNO

Troppa lozione intasa l'ugello. Solo dove tocca il manipolo, in quantità giusta. E il manipolo ben aderente alla pelle per tutto il tempo.

SI PARTE SEMPRE BASSI

Dal livello più basso, e si sale gradualmente. **Mai partire alti.**

DOPO LA SEDUTA

Pulisci e disinfetta i manipoli · svuota il filtro se c'è lozione · **manipoli sul supporto**, mai appesi al cavo.

PRIMA DI CHIAMARE L'ASSISTENZA, QUATTRO CONTROLLI

1. C'è corrente e l'interruttore è acceso? · 2. Il manipolo è collegato fino in fondo? · 3. L'aspirazione è calata? Controlla clessidra e tubo: se sono sporchi di gel, puliscili. · 4. Hai messo abbastanza gel sulla pelle?

Assistenza NIPEC · 351 846 6025