

ALLEGATO B

PROTOCOLLO DI CERTIFICAZIONE OPERATORE E CARD OPERATIVA DELLE REGOLE

USO CONFORME E ASSISTENZA — DISPOSITIVO NIPEC AFRODITE

Riferito al contratto n. / del / /

PARTE 1 — PROTOCOLLO DI CERTIFICAZIONE OPERATORE

B.1 Perché esiste questo protocollo

I fermi macchina in campo nascono in larga parte dal **processo di consegna**, non da difetti del dispositivo: una formazione concentrata in un'unica giornata produce una ritenzione parziale, e l'uso scorretto non presidiato degrada i componenti prima del tempo. Il presente protocollo distribuisce la formazione su un percorso a tappe, vincola l'uso a un operatore certificato e introduce un presidio periodico che intercetta il degrado **prima** del guasto.

B.2 Il percorso a tappe

Tappa	Quando	Contenuto	Modalità	Durata
T0	alla consegna	Consegna pratica, montaggio, avvio, uso dei manipoli, gel, pulizia e chiusura giornata	in presenza presso il centro	 ore
T+7	7 giorni dopo	Verifica sul campo, correzione degli errori delle prime sedute	videocall	ca. 30'
T+21	21 giorni dopo	Approfondimento protocolli e casistiche	online	ca. 45'
T+45	45 giorni dopo	Esame finale	online	ca. 30'

Nel **contratto di vendita** la tappa T0 è una **giornata di formazione con Beauty Trainer NIPEC** presso il centro, inclusa nel prezzo.

Nel **contratto di noleggio** la formazione base è inclusa nel canone.

B.3 Esame e certificazione

Voce	Regola
Struttura del test	20 domande a risposta chiusa
Soglia di superamento	80% (16 risposte corrette su 20)
Esito negativo	ripetizione dopo giorni, fino a tentativi
Documento rilasciato	Certificato Operatore NIPEC nominativo
Validità	12 mesi dalla data di rilascio
Rinnovo	sessione di aggiornamento + test breve

L'uso del dispositivo è riservato agli operatori titolari di Certificato in corso di validità. L'uso da parte di operatore non certificato costituisce uso non conforme, fa decadere la copertura sui danni conseguenti e integra causa di risoluzione del contratto.

B.4 Referente Unico del centro

Il Cliente nomina **un solo Referente** per il centro, che:

- è l'unico interlocutore verso l'assistenza PHD SYSTEM;
- tiene aggiornato il **Registro Operatori** di cui al punto B.5;
- garantisce la presenza alla videocall di presidio mensile;
- segnala per iscritto ogni anomalia entro **48 ore** dal rilievo.

Referente Unico designato:

Recapito diretto: E-mail:

B.5 Registro Operatori del centro

#	Nome e cognome	Data T0	Data esame	Esito	N. Certificato	Scadenza	Firma
1		 / /	 / /	☐ OK ☐ KO		 / /	
2		 / /	 / /	☐ OK ☐ KO		 / /	
3		 / /	 / /	☐ OK ☐ KO		 / /	
4		 / /	 / /	☐ OK ☐ KO		 / /	
5		 / /	 / /	☐ OK ☐ KO		 / /	

Il Registro va **esibito su richiesta** di PHD SYSTEM e aggiornato a ogni nuovo ingresso o uscita di personale.

B.6 Presidio mensile

Videocall di **circa 10 minuti**, con cadenza mensile, tra il Referente Unico e PHD SYSTEM.
Ordine del giorno fisso:

1. Ore di utilizzo e numero di trattamenti nel mese
2. Stato di manipoli, tubo e clessidra vacuum (usura visibile, cali di resa)
3. Anomalie, rumorosità, surriscaldamenti, allarmi
4. Consumo di gel e conformità del prodotto usato
5. Fabbisogno di ricambi e programmazione della sostituzione
6. Operatori in scadenza di certificato

Esito registrato per iscritto da PHD SYSTEM e inviato al Referente.

B.7 Sessioni di approfondimento (facoltative, a pagamento)

Formula	Corrispettivo (oltre IVA)
Approfondimento — per singolo operatore	€ 150,00
Approfondimento — per centro (tutti gli operatori)	€ 250,00

PARTE 2 — CARD OPERATIVA DELLE REGOLE

Da stampare ed esporre in cabina, accanto al dispositivo.

LE 6 REGOLE DELL'AFRODITE

#	Regola	Perché
1	Mai a secco. Il manipolo lavora solo con gel conduttivo sulla pelle, in quantità sufficiente e distribuita.	Senza gel il manipolo lavora in aria, si surriscalda e si degrada in poche sedute.
2	Gel sulla pelle, non sul manipolo vacuum. Non caricare gel direttamente sul manipolo vacuum.	Il gel risalito intasa il tubo e la clessidra : cade l'aspirazione ed è il guasto più frequente.
3	Manipoli sempre nel loro alloggiamento. Mai appoggiati sul lettino, mai lasciati penzolare dal cavo o dal tubo.	La caduta e la trazione sul cavo sono la prima causa di rottura: non sono coperte.
4	Pulizia dopo ogni trattamento. Manipoli puliti con, tubo e clessidra vacuum controllati e svuotati a fine giornata . Vietati alcol puro, solventi e prodotti abrasivi.	Il residuo secco è ciò che trasforma un manipolo da usura normale a rottura.
5	Rispetta i tempi. Non superare minuti continuativi per zona e minuti di funzionamento continuo; rispetta le pause indicate.	Il funzionamento continuo oltre soglia accorcia la vita utile dei componenti.
6	Solo ricambi e gel originali NIPEC. Nessun prodotto alternativo, nessun intervento tecnico fai-da-te o di terzi.	Materiali non conformi e manomissioni fanno decadere la copertura.

REGOLA ZERO

> **Tocca la macchina solo chi ha il Certificato Operatore in corso di validità.**

PRIMA DI CHIAMARE — 4 CONTROLLI IN 60 SECONDI

#	Controllo
1	La spina è inserita e l'interruttore acceso? La presa eroga corrente?
2	Il manipolo è collegato bene fino in fondo al connettore?
3	L'aspirazione è calata? Controlla clessidra e tubo vacuum: se sono sporchi di gel, puliscili e riprova.
4	Hai messo gel a sufficienza sulla pelle?

SE IL PROBLEMA RESTA

Assistenza NIPEC — 351 846 6025

Canale scritto:

Comunica sempre: **matricola**, cosa succede, **da quando**, cosa hai già provato, ed eventuale foto o video.

Se serve, arriva il muletto. Lo monti da solo seguendo il video: sono 5 gesti. Il dispositivo guasto torna indietro nell'imballo del muletto, con lo stesso corriere.

Il Cliente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso il presente Allegato B e di averne trasmesso il contenuto a tutti i propri operatori.

Luogo e data, / /

Per PHD SYSTEM S.R.L.	Il Cliente
.....	