

PROTOCOLLO DEMETRA · AFRODITE

LIVELLO BASE — CORPO · INCLUSO NEL NOLEGGIO E NELLA VENDITA

ESEGUIBILE DA QUALSIASI OPERATRICE CON CERTIFICATO NIPEC IN CORSO DI VALIDITÀ

Revisione 1.0 — / /

A COSA SERVE QUESTO DOCUMENTO

Questa è la sequenza da seguire, gesto per gesto, per una seduta corpo con Afrodite. Si esegue **con la Scheda di Valutazione DEMETRA in mano**: senza quella, il protocollo non parte.

Cosa NON c'è qui dentro. Le manualità DEMETRA — correzione, aperture linfatiche, neurolinfatici sottocostali, svuotamento colon, bioenergetica viso — ****non fanno parte del livello BASE****. Sono il livello AVANZATO e richiedono la giornata di formazione pratica dedicata (vedi documento a parte). Non improvvisarle.

Ciclo consigliato: 10-12 sedute, 2 a settimana. Durata seduta: 45-60 minuti.

FASE 0 — PRIMA DI TOCCARE LA CLIENTE *(5 MINUTI)*

1. **Controindicazioni.** Scorri le 11 caselle della Scheda. ****Se anche una sola è barrata, la seduta non si fa.**** Non è una valutazione tua: è una regola.
 2. **Consenso informato** firmato.
 3. **Misure e foto** — solo alle sedute 1, 5 e 10. Vita, addome, coscia. Stessa posizione, stessa luce, stessa distanza.
 4. **Macchina:** accesa, manipoli collegati e ben inseriti, filtro dell'aria controllato.
-

FASE 1 — VALUTAZIONE *(5 MINUTI · CLIENTE SUPINA)*

Cliente distesa, rilassata, gambe distese e non incrociate. Osservi **quattro cose** e le scrivi sulla Scheda.

#	Osservazione	Come si guarda
1	Appoggio dei piedi	A cliente rilassata, i piedi cadono verso l'esterno. Guardi se cadono allo stesso modo o se uno è più aperto dell'altro
2	Lunghezza degli arti	Confronti l'allineamento dei malleoli (l'osso sporgente della caviglia). Uno arriva più corto?
3	Rotazione della caviglia	Muovi delicatamente la caviglia in rotazione, una per volta. Confronti: si muovono uguale, o una è più limitata ?
4	Il lato critico	Dove hai trovato l'asimmetria, lì ti aspetti più compressione e più ritenzione . È il lato da cui parti e su cui dedichi più tempo

Questo passaggio è il valore che la cliente percepisce. Diglielo ad alta voce e in parole sue: *«Guarda, il tuo piede destro cade più aperto e la caviglia si muove meno. Su quella gamba il ristagno è più probabile — è da lì che partiamo.»*

Non è una diagnosi e non si dichiara come tale: **è la ragione per cui la seduta è cucita su di lei e non è uguale a quella di un'altra.**

FASE 2 — IL CANCELLO *(1 MINUTO)*

Prima di accendere, decidi con la Scheda alla mano.

Esito	Cosa fai oggi
● VERDE	Protocollo completo
● GIALLO — asimmetria lieve	Protocollo completo, partendo dal lato critico
● ROSSO — caviglia limitata oppure differenza di lunghezza marcata	Niente rimodellamento. Solo Fase 3 (circolatorio) e Fase 5 (drenaggio). Poi chiami NIPEC al 351 846 6025

Il rosso non annulla la seduta. La cliente viene trattata, paga, e torna. Quello che salta è solo la parte di rimodellamento. Chi non rispetta il cancello si prende la responsabilità di lavorare in rimodellamento su un corpo che non è pronto — e fa decadere la copertura sui danni conseguenti.

FASE 3 — APERTURA CIRCOLATORIA *(5-8 MINUTI)*

Manipolo piccolo. Lavoro leggero, di apertura, sul lato critico per primo.

Parametro	Valore
Manipolo	Piccolo
Livello RF	2
Livello vacuum	1-2
Pulsazione	2-3 Hz
Durata	5-8 minuti

- > Si parte **sempre dal livello più basso e si sale gradualmente.** Mai partire alti.
- > Lozione ad alta frequenza **solo dove tocca il manipolo, in quantità giusta:** se ne metti
- > troppa **intasi l'ugello** ed è il guasto numero uno di questa macchina.
- > Il manipolo deve stare **ben aderente alla pelle** per tutto il tempo.

FASE 4 — IL BIVIO

► **SE LAVORI LE GAMBE — *cliente prona***

4A • Ultrasuoni — manipolo cavitazione U.F.D.

Parametro	Valore
Manipolo	Cavitazione U.F.D.
Modalità	Pulsazione 1 (100ms on / 100ms off) oppure Auto
Potenza	parti bassa, sali gradualmente
Durata	8 minuti per gamba — inizia dal lato critico

4B • Rimodellamento — RF + vacuum micropulsato

Parametro	Valore
Manipolo	Grande
Livello RF	2-3
Livello vacuum	2-3
Super pulsazione	10-12 Hz *(disponibile solo su manipolo grande e medio)*
Durata	10-25 minuti — di più sul lato critico

► SE LAVORI IL VENTRE — *cliente supina, resta com'è*

4A • Ultrasuoni — manipolo cavitazione U.F.D.

Parametro	Valore
Manipolo	Cavitazione U.F.D.
Modalità	Pulsazione 1 oppure Auto
Potenza	parti bassa, sali gradualmente
Durata	10 minuti

4B • Rimodellamento — RF + vacuum micropulsato

Parametro	Valore
Manipolo	Grande
Livello RF	2-3
Livello vacuum	2-3
Super pulsazione	10-12 Hz
Durata	10-25 minuti

FASE 5 — CHIUSURA *(10 MINUTI)*

Massaggio drenante total body, 10 minuti, in direzione delle stazioni linfatiche.
Prodotto Certezze secondo l'obiettivo:

Obiettivo	Prodotto
Ritenzione idrica, gambe	Vita Dren · Light Legs
Adiposità — addome, fianchi, cosce	Detox Snelling
Cellulite fibrosa	Gel Fibrocell
Effetto drenante e vascolare	Gel Crio

FASE 6 — PRIMA CHE ESCA DALLA PORTA *(3 MINUTI)*

1. **Completa la Scheda:** cosa hai fatto, quanti minuti, quali livelli.
2. **Fissa il prossimo appuntamento adesso.** Non "ti chiamo io". La cliente esce con una data. *(È l'unica cosa che tiene il ciclo di 10-12 sedute: sotto il 90% di clienti in ciclo con l'appuntamento già preso, il centro sta perdendo clienti.)*
3. **Registra la cliente sul cruscotto.**
4. Se oggi era **seduta 1, 5 o 10:** mostrale le misure e le foto. ****Il confronto glielo fai vedere tu****, perché lei non se lo ricorda.

DOPO LA SEDUTA — LA MACCHINA

- Pulisci i manipoli con panno morbido e disinfetta la parte frontale.
- **Controlla il filtro dell'aria:** se ci sono residui di lozione, svuotalo.
- Smonta i manipoli dal cavo e **riponili sul supporto**. Mai appesi al cavo, mai sul lettino.
- Spegni.

I 4 controlli prima di chiamare l'assistenza: 1) c'è corrente e l'interruttore è acceso? 2) il manipolo è collegato bene fino in fondo? 3) ****l'aspirazione è calata?** controlla clessidra e tubo: se sono sporchi di gel, puliscili** 4) hai messo abbastanza gel sulla pelle?

Assistenza NIPEC · 351 846 6025

COSA NON È COMPRESO IN QUESTO PROTOCOLLO

Non compreso nel BASE	Dove si trova
Correzione	Livello AVANZATO
Aperture linfatiche — inguinali, poplitee, addominali	Livello AVANZATO
Apertura neurolinfatici sottocostali	Livello AVANZATO
Svuotamento colon	Livello AVANZATO
Bioenergetica viso	Livello AVANZATO
Ri-test di bilanciamento dopo correzione	Livello AVANZATO

Il livello AVANZATO si ottiene con **una giornata di formazione pratica sulle manualità** presso il centro, erogata da un formatore NIPEC. Vedi il documento dedicato.

Protocollo DEMETRA · Afrodite VS++ / Multishape — livello BASE · Rev 1.0

I parametri macchina sono conformi al manuale d'uso del costruttore.